



## Sondas de plástico

### Sondas de plástico

Sondas muy resistentes al desgaste con las puntas blandas que evitan los arañazos en las superficies delicadas

- Sonda para operaciones de soldadura sin plomo
- Herramienta de ayuda de posicionamiento para operaciones de montaje
- Espátula para aplicar adhesivos o dosificar los productos químicos en el laboratorio
- Varilla agitadora para la preparación de adhesivos, soluciones
- Rasqueta para eliminar agentes de enmascaramiento de soldadura, látex de caucho, revestimientos adhesivos
- Aplicaciones de muestreo en el microscópico



Code	Description	Packaging
LLG06272054	Probe 150mm, Carbon PEEK, type MPT1R,/1	1 pz.
LLG06272055	Probe 150mm, carbon PEEK, type MPT2, /1	1 pz.
LLG06272056	Probe 140mm, Carbon PEEK, type MPT3, /1	1 pz.
LLG06272057	Kit of 3 different probes Carbon PEEK/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

