



Baños de circulación con refrigeración / calefacción LT ecocool

Baños de circulación con refrigeración / calefacción LT ecocool

Compuesto por dos modelos, todos los productos de la gama LT ecocool se suministran ensamblados como kits listos para usar, con manguera de accesorios, clips y conectores de serie.

- Elección de dos modelos, rango de temperatura -25 °C a 150 °C (dependiendo del modelo)
- Garantía de 4 años líder en la industria con un servicio y soporte reconocidos por Grant, no se requiere registro
- Refrigeración activa a través de todo el rango de temperatura
- Verdadero ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las unidades de compresor estándar
- El termostato y el chiller trabajan en armonía, ninguno de ellos funcionará solo, eliminando cualquier peligro de sobrecalentamiento o congelación
- Un único interruptor frontal para la comodidad del usuario
- Diseño moderno, elegante y atractivo





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

