

**Baños de agua con agitación, serie SW****JULABO****Baños de agua con agitación, serie SW**

Para muestras que precisan ser sometidas a agitación durante la atemperación, por ej., en incubaciones, hibridaciones, etc. Movimiento recíproco.

- Regulación de temperatura tipo PID controlada por microprocesador
- Pantalla luminosa (LED para cinco valores diferentes)
- Interruptor protegido contra salpicaduras de agua, integrado en la membrana
- Teclado de membrana de fácil manejo
- Temporizador para el ajuste del tiempo de funcionamiento deseado
- Interfaz RS232
- Frecuencia de agitación 20 hasta 200 rpm con una amplitud de 15 mm
- Carro de agitación extraíble
- El modelo SW23 tiene una bomba de circulación interna que proporciona una mayor estabilidad de la temperatura

Tapa de baño no incluida.



Code	Description	Packaging
LLG09906383	Shaking waterbaths,200 x 300 x 500 mm,4	1 pz.
LLG09906384	Shaking waterbaths,200 x 300 x 500 mm,4	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

