



Opciones y accesorios para baños de agua

Memmert

Opciones y accesorios para baños de agua


Cubierta plana: Cubierta plana de acero inoxidable con aberturas y juegos de anillos concéntricos

Cubierta a dos aguas: Tapa a dos aguas de acero inoxidable, también adecuada para el dispositivo de agitación y el dispositivo de enfriamiento Peltier

Dispositivo de agitación: Dispositivo de agitación que incluye un marco de apoyo (para gradillas o cesta de apoyo con estante de montaje perforado) para su uso en baños de agua, velocidad de agitación 35-160 golpes por minuto (movimiento horizontal hacia atrás/adelante), requiere una cubierta a dos aguas

Dispositivo de refrigeración Peltier CDP115: Para un funcionamiento preciso con temperaturas a partir de +10 °C. La temperatura se controla a través del controlador electrónico del baño de agua con una precisión de $\pm 0,1$ K. Se ajusta fácilmente al baño mediante la tecnología de encaje a presión, adecuado para todos los tamaños de tanques. Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz o 115 V, 60 Hz (indicar en caso de pedido). Capacidad de refrigeración efectiva: 115W. Capacidad de bombeo de la bomba de circulación del refrigerante: 600 ml/min

Rejilla inferior: reversible para 2 alturas (30mm y 60mm)



Code	Description	Packaging
LLG07083478	bottom grid for model WNB/WNE/ONB 29 fo	1 pz.
LLG09867696	Works certificatefor 1 temperature: 37°	1 pz.
LLG09906568	Stainless steel flat lidfor Peltier coo	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

