



## Esterilizadores STERI

### Esterilizadores STERI

Los esterilizadores STERI permiten la desinfección y esterilización instantánea de todos los instrumentos pequeños directamente en el lugar de trabajo. Especialmente adecuados para cabinas de flujo laminar. Las investigaciones y pruebas biológicas demuestran que la temperatura de 250 °C mantenida en el recipiente de perlas de vidrio garantiza la destrucción completa de todos los microorganismos y esporas en pocos segundos. La parte del instrumento que se inserta en las perlas de vidrio STERI se esteriliza. Los STERI 250 y 350 son dos versiones del mismo aparato de calidad, con contenedor de acero inoxidable, elemento calefactor de alto rendimiento, tiempo de calentamiento reducido, termostato de alta precisión, limitador de temperatura y termómetro incorporado.

- Para una higiene perfecta directamente en el lugar de trabajo
- Un producto de calidad suiza garantizado

**STERI 250:** Esterilizador con tapa metálica, vaso y perlas de vidrio (150 g). Adecuado para instrumentos pequeños y medianos (tijeras, pinzas, pinzas, cuchillos, hojas, espátulas, etc.).

**STERI 350:** Esterilizador con tapa metálica y perlas de vidrio (300 g). Especialmente adecuado para instrumentos de tamaño mediano y largo.



Code	Description	Packaging
LLG06285884	STERI 250 Seconds-Sterilizers, w. CH /1	1 pz.
LLG06285885	STERI 350 Seconds-Sterilizers incl. 3/1	1 pz.
LLG06286282	STERI 250 Seconds-Sterilizers, w. EU /1	1 pz.
LLG06286283	STERI 250 Seconds-Sterilizers, w. UK /1	1 pz.
LLG06286284	STERI 350 Seconds-Sterilizers incl. 3/1	1 pz.
LLG06286285	STERI 350 Seconds-Sterilizers incl. 3/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

