



## Accesorios para destiladores de agua

GFL

**Accesorios para destiladores de agua****Filtro de clorito 2904**

Para todos los destiladores GFL. Elimina las partículas de cloro en el agua de la red, añadidas por los proveedores de agua locales. Completo con conexiones para tubo de presión de 1/2 pulgada (12,7 mm de diámetro interno), incluida la carga del primer filtro. La carga debe cambiarse cada seis meses. Los tubos para la entrada y salida de agua están disponibles como accesorios

**Cartucho de fosfato 2906**

Para todos los destiladores GFL. Evita la formación de cal en el condensador mediante la fosfatación del agua de alimentación. Se puede utilizar de 4 a 15°dH (dureza alemana). Completo con conexiones para tubos de presión de 12,7 mm de diámetro interno (1/2), incluido el primer llenado. El llenado debe ser reemplazado de acuerdo al consumo. Los tubos para la entrada y salida de agua están disponibles como accesorios.

**Suministro de agua separado 2901 / 2902 / 2903**

Alimentar el evaporador con agua ablandada o desalinizada (presión >1 bar) y el serpentín de refrigeración (presión >3 bar) con agua tratada con fosfato o agua de red estándar. La eficiencia del alambique se reduce entre un 10 y un 15%. **2901** para los alambiques de agua de 2002 a 2012, **2902** para los alambiques de vidrio, **2903** para los alambiques de agua de 2102 a 2108. Los tubos para la entrada y salida de agua están disponibles como accesorios. La instalación debe realizarse en la fábrica.

**Interruptor de control de nivel 2908 / 2910**

Para controlar el nivel de agua en depósitos externos para destiladores. Desconectar la alimentación y el agua cuando el depósito externo está lleno (no incluido). **2908** para los destiladores de vidrio 2202 a 2208, 2302 y 2304. **2910** para los destiladores de 2004 a 2012 y de 2102 a 2108. La instalación debe realizarse en la fábrica. Cuando se utiliza un depósito externo con interruptor de nivel 2910, el depósito interno se desactiva.



Code	Description	Packaging
LLG09910664	Dechlorite filter	1 pz.
LLG09910665	Spare filling for dechlorite filter	1 pz.
LLG09910666	Phosphate filter	1 pz.
LLG09910667	Spare filling for phosphate filter	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

