

**Pinzas de acción inversa, antimagnéticas, acero inoxidable****Ideal-tek****Pinzas de acción inversa, antimagnéticas, acero inoxidable**

Especialmente diseñadas para aplicaciones en las que se requiere una acción de cierre automático de alta precisión (por ejemplo, microscopía). Puntas extra finas en acero inoxidable anti-ácido / anti-magnético.



Code	Description	Packaging
LLG06272047	Reverse action tweezers 120 mm type 2/1	1 pz.
LLG06272048	Reverse action tweezers 120 mm type 3/1	1 pz.
LLG06285207	Reverse action tweezers 110 mm type 5/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

