



Pinzas de acción inversa, antimagnéticas, acero inoxidable

Ideal-tek

Pinzas de acción inversa, antimagnéticas, acero inoxidable

Especialmente diseñadas para aplicaciones en las que se requiere una acción de cierre automático de alta precisión (por ejemplo, microscopía). Puntas extra finas en acero inoxidable anti-ácido / anti-magnético.



Code	Description	Packaging
LLG06272047	Reverse action tweezers 120 mm type 2/1	1 pz.
LLG06272048	Reverse action tweezers 120 mm type 3/1	1 pz.
LLG06285207	Reverse action tweezers 110 mm type 5/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

