



Medidor rápido de sedimentación

Medidor rápido de sedimentación

Sistema de flujo original Gerber con bomba de vacío eléctrica y manguera de drenaje para la aspiración rápida de las muestras de leche de 500 ml. El filtro se compara con imágenes de placas sucias en el panel de control. Adecuado para realizar determinaciones en serie de la suciedad. Botella de aluminio con bisagras, de 18 mm de diámetro.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

