

**Guantes de protección química AdvanTech 517, tripolímero****MAPA****Guantes de protección química AdvanTech 517, tripolímero**

Un exclusivo tripolímero que ofrece el 100% del confort para una resistencia mecánica y química óptima. Excelente resistencia y fuerte protección química frente a un gran número de productos químicos: exclusiva fórmula triónica elaborada a partir de una mezcla de látex natural, neopreno y nitrilo. El proceso de fabricación garantiza un nivel muy bajo de contaminantes: tasas de partículas, residuos no volátiles, extraíbles. Compatible con la clase ISO 5 (clase M3.5 para el sistema internacional). Puño ancho para llevar un doble guante.

-Cat. III

- Espesor: 0,5 mm
- Empaquetado por pares



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06281467 | Gloves Trionic 517 size 9 - 9.5, pair/1 | 1 pz. |
| LLG06281468 | Gloves Trionic 517 size 10 - 10.5, pa/1 | 1 pz. |
| LLG06303886 | Gloves Trionic 517, tri-polymer Size /1 | 1 pz. |
| LLG06303887 | Gloves Trionic 517, tri-polymer Size /1 | 1 pz. |
| LLG06304079 | Gloves Trionic 517, tri-polymer Size /1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

