

**Guantes de protección química AdvanTech 517, tripolímero****MAPA****Guantes de protección química AdvanTech 517, tripolímero**

Un exclusivo tripolímero que ofrece el 100% del confort para una resistencia mecánica y química óptima. Excelente resistencia y fuerte protección química frente a un gran número de productos químicos: exclusiva fórmula triónica elaborada a partir de una mezcla de látex natural, neopreno y nitrilo. El proceso de fabricación garantiza un nivel muy bajo de contaminantes: tasas de partículas, residuos no volátiles, extraíbles. Compatible con la clase ISO 5 (clase M3.5 para el sistema internacional). Puño ancho para llevar un doble guante.

**-Cat. III**

-Espesor: 0,5 mm

-Empaquetado por pares



Code	Description	Packaging
LLG06281467	Gloves Trionic 517 size 9 - 9.5, pair/1	1 pz.
LLG06281468	Gloves Trionic 517 size 10 - 10.5, pa/1	1 pz.
LLG06303886	Gloves Trionic 517, tri-polymer Size /1	1 pz.
LLG06303887	Gloves Trionic 517, tri-polymer Size /1	1 pz.
LLG06304079	Gloves Trionic 517, tri-polymer Size /1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

