



Chiller modelo 3370 con refrigeración por aire

Chiller modelo 3370 con refrigeración por aire

-Solución de refrigeración económica para aplicaciones en las que la temperatura del fluido de refrigeración ha de ser mayor que la temperatura ambiente y no se requiere del control de la temperatura

-Refrigeración líquido-aire silenciosa

-Bomba de desplazamiento positivo o de turbina

-Indicador del nivel de líquido bajo incorporado

Especificaciones

Rango de temperatura de trabajo: +5 a 70 °C

Temperatura máx. del fluido: 70 °C

Capacidad de refrigeración: 4 kW basado en 11 °C "T (agua)

Tamaño externo (L x An x Alt): 520 x 381 x 546 mm



Code	Description	Packaging
LLG04658677	Recirculating Cooler Model 3370 w.Pos/1	1 pz.
LLG04658678	Recirculating Cooler Model 3370 w.Tur/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

