



## Chiller modelo 3370 con refrigeración por aire

### Chiller modelo 3370 con refrigeración por aire

-Solución de refrigeración económica para aplicaciones en las que la temperatura del fluido de refrigeración ha de ser mayor que la temperatura ambiente y no se requiere del control de la temperatura

-Refrigeración líquido-aire silenciosa

-Bomba de desplazamiento positivo o de turbina

-Indicador del nivel de líquido bajo incorporado

#### Especificaciones

Rango de temperatura de trabajo: +5 a 70 °C

Temperatura máx. del fluido: 70 °C

Capacidad de refrigeración: 4 kW basado en 11 °C °T (agua)

Tamaño externo (L x An x Alt): 520 x 381 x 546 mm



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04658677 | Recirculating Cooler Model 3370 w.Pos/1 | 1 pz.     |
| LLG04658678 | Recirculating Cooler Model 3370 w.Tur/1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

