



## Chiller modelo 4100 con refrigeración por aire

### Chiller modelo 4100 con refrigeración por aire

- Protege el equipo de los contaminantes del agua
- Eliminación del calor líquido-líquido silencioso y energéticamente eficiente
- Muestra información de la temperatura, la presión o el flujo
- Alarmas de temperatura por encima o por debajo de la temperatura seleccionada

#### Especificaciones

Rango de temperatura de trabajo: 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C

Temperatura máxima del fluido: 60 °C

Capacidad de refrigeración: 10 kW basado en 10 °C "T (agua)

Dimensiones externas (L x An x Alt): 702 x 368 x 575 mm





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

