

**Microscopios con luz Línea Educativa OBE****Kern & Sohn****Microscopios con luz Línea Educativa OBE**

El microscopio compuesto totalmente equipado para la escuela, la formación y los laboratorios.

- Monocular (OBE 111), Binocular (OBE 112, OBE 113), Trinocular (OBE 114)
- Tubo 30° inclinado 360° giratorio
- Ocular Widefield: WF 10x/18 mm
- Ajuste de dioptrías en la versión binocular y trinocular disponible (en un tubo del ocular)
- Revólver cuádruple (inclinado hacia adelante)
- Objetivo acromático 4x, 10x, 40x, 100x (inmersión en aceite)
- Enfoque coaxial previo y fino
- ABBE 1,25 N.A. Condensador enfocado con diafragma de apertura
- Iluminación LED regulable de 3 W (también disponible en versión recargable) (OBE 113)
- Cubierta protectora contra el polvo, tapas de goma para los oculares, así como instrucciones de uso en varios idiomas incluidas en el material de suministro.
- Diferentes filtros de color como accesorios disponibles



Code	Description	Packaging
LLG04657650	Compound microscope. 4/10/40/100. WF1/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

