

**Estereomicroscopio GreenoughLab-Line OZL****Kern & Sohn****Estereomicroscopio GreenoughLab-Line OZL**

Estereomicroscopio flexible y económico para escuelas, empresas de formación, autoridades de inspección y laboratorios.

- Tubo 45 ° inclinado
- Objetivos WF 10x / 20 mm
- Ajuste dióptrico en ambos lados
- Iluminación: LED de 3 W de luz incidente y LED de 3 W de luz transmitida, se pueden regular por separado
- Distancia entre las pupilas de 55 a 75 mm
- Gran selección de oculares, unidades de iluminación externa y objetivos auxiliares disponibles como accesorios
- Cubierta protectora contra el polvo, copas para los ojos, manual de instrucciones multilingüe incluidas en el suministro



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04657869 | Stereo zoom microscope. 0,75-3,6. HWF/1 | 1 pz.     |
| LLG06286167 | Stereo zoom microscope 0,75-54,5. HWF/1 | 1 pz.     |
| LLG06286168 | Stereo zoom microscope 0,75-4,5. HWF1/1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

