

**Gafas protectoras uvex super fit CR 9178****uvex****Gafas protectoras uvex super fit CR 9178**

- Protección profesional tanto de los productos como de los usuarios
- Primeras gafas de protección autoclavables con efecto anti-vaho
- Se puede autoclavar hasta 10 veces, 121 °C, 20 minutos
- Diseño innovador para la máxima funcionalidad y comodidad del usuario
- Material no alergénico libre de sustancias nocivas
- Lente envolvente ultrafina
- Gafas de seguridad de las más ligeras del mercado
- EN 166
- UV 400
- Peso 21 g

Recubrimiento uvex supervision clean





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

