



## Tapones para frascos de boca estrecha, PP

Kautex

**Tapones para frascos de boca estrecha, PP**

**A) Tapón a prueba de manipulaciones**, azul, con sello cónico y anillo a prueba de manipulaciones. Indica inmediatamente la apertura no autorizada. Perfecto para determinar si el tapón ha sido retirado.

**B) Tapón a prueba de manipulaciones**, rojo, con revestimiento de espuma PE y anillo de seguridad. Indica inmediatamente la apertura no autorizada. Perfecto para determinar si el tapón ha sido retirado.

**C) Tapón a prueba de manipulaciones**, blanco/azul, con función de empuje y giro, sello cónico y anillo a prueba de manipulaciones.

**D) Tapón a prueba de manipulaciones**, blanco/rojo, con función de empuje y giro, anillo de seguridad, sello cónico y membrana desgasificadora. Indica inmediatamente la apertura no autorizada. Perfecto para determinar si el tapón ha sido retirado.

**sin Fig.) Tapón a prueba de manipulaciones**, rojo, tapón desgasificador, con junta cónica y membrana desgasificadora.



Code	Description	Packaging
LLG09072862	Tamper-evident cap. PP, bluefor bottles	1 pz.
LLG09072863	Tamper evident cap PPfor 100-1000ml, 32	1 pz.
LLG09072866	Tamper evident cap, PPwhite/blue, 32mm,	1 pz.
LLG09072867	Tamper evident cap, PPwhite/red, 32mm,	1 pz.
LLG09072905	Degassing cap, PPred, with cone seal, o	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

