



Tapones para frascos de boca estrecha, PP

Kautex

Tapones para frascos de boca estrecha, PP

A) Tapón a prueba de manipulaciones, azul, con sello cónico y anillo a prueba de manipulaciones. Indica inmediatamente la apertura no autorizada. Perfecto para determinar si el tapón ha sido retirado.

B) Tapón a prueba de manipulaciones, rojo, con revestimiento de espuma PE y anillo de seguridad. Indica inmediatamente la apertura no autorizada. Perfecto para determinar si el tapón ha sido retirado.

C) Tapón a prueba de manipulaciones, blanco/azul, con función de empuje y giro, sello cónico y anillo a prueba de manipulaciones.

D) Tapón a prueba de manipulaciones, blanco/rojo, con función de empuje y giro, anillo de seguridad, sello cónico y membrana desgasificadora. Indica inmediatamente la apertura no autorizada. Perfecto para determinar si el tapón ha sido retirado.

sin Fig.) Tapón a prueba de manipulaciones, rojo, tapón desgasificador, con junta cónica y membrana desgasificadora.



Code	Description	Packaging
LLG09072862	Tamper-evident cap. PP, bluefor bottles	1 pz.
LLG09072863	Tamper evident cap PPfor 100-1000ml, 32	1 pz.
LLG09072866	Tamper evident cap, PPwhite/blue, 32mm,	1 pz.
LLG09072867	Tamper evident cap, PPwhite/red, 32mm,	1 pz.
LLG09072905	Degassing cap, PPred, with cone seal, o	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

