

**Cámara CMOS para microscopio digital ODC****Kern & Sohn****Cámara CMOS para microscopio digital ODC**

Especialistas en microscopía para medición, recuento, documentación, archivado y procesamiento de imágenes.

- Cámara USB con adaptador C-Mount y sensor CMOS
- Cable USB, adaptador ocular y objetivo de calibración incluidos en el suministro
- Software Kern (Microscope VIS) en 6 idiomas para WINDOWS XP y sistemas operativos superiores



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06285906 | Microscope ODC 825 5.1MP, CMOS 1/2.5,/1 | 1 pz.     |
| LLG06285908 | Microscope ODC 832 5.1MP, CMOS 1/2.5,/1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6ª Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

