

**Tapones para frascos cuadrados para reactivos, PP (melamina\*)****Kautex****Tapones para frascos cuadrados para reactivos, PP (melamina\*)**

Garantizan la funcionalidad y la hermeticidad del frasco para proteger el contenido.

**a) Cierre de rosca, negro**, con un revestimiento de espuma PE de 1,5 mm.

Asegura que el frasco esté bien sellado y sea seguro.

**b) Cierre con precinto, azul**, con sellado cónico y corona reticulada. Se puede tener la certeza de si el tapón ya ha sido abierto.

**c) Cierre con precinto rojo**, con inserto de espuma de PE y corona reticulada. Se puede tener la certeza de si el cierre ya ha sido abierto.



Code	Description	Packaging
LLG09072893	Screw caps, 80 mm	1 pz.
LLG09072895	Screw cap, PP, blackfor 100ml bottles	1 pz.
LLG09072896	Screw cap PP blackfor 250/300ml bottles	1 pz.
LLG09072897	Screw cap PP blackfor 500, 750 and 1000	1 pz.
LLG09072898	Screw cap, PP, black80mmØ for bottles 1	1 pz.
LLG09072899	Tamper evident screw caps, PP, redfor 5	1 pz.
LLG09072900	Tamper evident screw caps, PP, redfor 1	1 pz.
LLG09072901	Tamper-evident cap PPred, for 250/300ml	1 pz.
LLG09072902	Tamper evident screw caps, PP, redfor 5	1 pz.
LLG09072903	Tamper evident screw caps, PP, redfor 1	1 pz.
LLG09072904	Tamper-evident cap PP, blue28mmØ for 50	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

