

**Tapones para frascos cuadrados para reactivos, PP (melamina\*)****Kautex****Tapones para frascos cuadrados para reactivos, PP (melamina\*)**

Garantizan la funcionalidad y la hermeticidad del frasco para proteger el contenido.

**a) Cierre de rosca, negro**, con un revestimiento de espuma PE de 1,5 mm.

Asegura que el frasco esté bien sellado y sea seguro.

**b) Cierre con precinto, azul**, con sellado cónico y corona reticulada. Se puede tener la certeza de si el tapón ya ha sido abierto.

**c) Cierre con precinto rojo**, con inserto de espuma de PE y corona reticulada. Se puede tener la certeza de si el cierre ya ha sido abierto.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09072893 | Screw caps, 80 mm                       | 1 pz.     |
| LLG09072895 | Screw cap, PP, blackfor 100ml bottles   | 1 pz.     |
| LLG09072896 | Screw cap PP blackfor 250/300ml bottles | 1 pz.     |
| LLG09072897 | Screw cap PP blackfor 500, 750 and 1000 | 1 pz.     |
| LLG09072898 | Screw cap, PP, black80mmØ for bottles 1 | 1 pz.     |
| LLG09072899 | Tamper evident screw caps, PP, redfor 5 | 1 pz.     |
| LLG09072900 | Tamper evident screw caps, PP, redfor 1 | 1 pz.     |
| LLG09072901 | Tamper-evident cap PPred, for 250/300ml | 1 pz.     |
| LLG09072902 | Tamper evident screw caps, PP, redfor 5 | 1 pz.     |
| LLG09072903 | Tamper evident screw caps, PP, redfor 1 | 1 pz.     |
| LLG09072904 | Tamper-evident cap PP, blue28mmØ for 50 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

