

**Gafas protectoras uvex ultrasonic CR 9302****uvex****Gafas protectoras uvex ultrasonic CR 9302**

- Protección profesional de los productos y de las personas
- La primera gafa protectora autoclavable con efecto antivaho
- Protección ocular estéril en cualquier situación
- Se puede esterilizar en autoclave al menos 10 veces, 121 °C, 20 minutos.
- Diseño innovador, máxima funcionalidad, comodidad de uso
- Gafas ultraligeras con lentes panorámicas, tecnología de doble componente y cinta de silicona ajustable
- La ventilación indirecta asegura un ambiente interior agradable y confortable
- Fácil reemplazo de lentes
- Componentes blandos y flexibles
- Amplio campo de visión panorámica
- Material no alergénico y libre de sustancias nocivas
- EN 166
- UV 400
- Peso 98 g

Recubrimiento uvex supravision clean



Code	Description	Packaging
LLG06262943	Protecting lenses ultrasonic 9302 cou/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

