



Columnas para cromatografía, llave de paso de PTFE o válvula, tubo DURAN®


Lenz

### Columnas para cromatografía, llave de paso de PTFE o válvula, tubo DURAN®

Hechas de tubo DURAN®. Columnas de cromatografía con frita sinterizada, porosidad 0.

Disponible en tres versiones:

- con rebordey llave de paso de PTFE
- con hembra NS y llave de paso de PTFE
- con hembra NS y llave de paso de válvula de aguja (diámetro 0 - 2,5mm)



Code	Description	Packaging
LLG06202416	Chromatographic columns, L 400mm, 125ml	1 pz.
LLG06202417	Chromatographic columns, L 600mm, 430ml	1 pz.
LLG06202418	Chromatographic columns, L 800mm, 1 L	1 pz.
LLG06203961	Chromatographic columns, L400 mm, Ø 20 mm	1 pz.
LLG06205017	Chromatographic columns, L200mm Ø15mm	1 pz.
LLG06223574	Chromatographic Columns with Frit, PTFE	1 pz.
LLG06225859	Chromatographic Columns with Frit, PTFE	1 pz.
LLG06303297	Chromatographic Columns with Frit, PTFE	1 pz.
LLG09025912	Chromatographic Columns with Frit, PTFE	1 pz.
LLG09025913	Chromatographic Columns with Frit, PTFE	1 pz.
LLG09025914	Chromatographic Columns with Frit, PTFE	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

