



## Termostatos refrigerados con controlador de temperatura programable avanzado (AP)

Los termostatos están disponibles en 4 tamaños de baño combinados con 4 reguladores de temperatura diferentes. Una pantalla grande, giratoria de 180° permite una buena visibilidad y control de los valores establecidos desde diferentes ángulos.

- Los tamaños de los depósitos van de 7 a 75 litros
- Bomba de presión y succión (modelos seleccionados)
- Soporte de la tapa LidDockä
- DuraTopä, tapa del baño de fenol moldeado con precisión resistente a los productos químicos de laboratorio
- Sistema de control ambiental WhisperCool®
- Sistema de refrigeración Cool Commandä
- Filtro de aire lavable
- Gran abertura del baño y el drenaje
- Fácil conexión de las conexiones de fluidos
- Configuración y funcionamiento intuitivos, con ayuda en varios idiomas e indicaciones en la pantalla
- Configuración y mantenimiento simplificados
- Protección contra el exceso de temperatura
- Clases de seguridad, según las normas DIN 12876-1 Clase III para el uso con líquidos inflamables (modelos seleccionados)
- Temperatura de trabajo: De -40° a +200°C
- Estabilidad de la temperatura:  $\pm 0,005^{\circ}\text{C}$
- Programación de tiempo y temperatura
- Pantalla SmartTouch intuitiva de 4,3" (10,9 cm)
- 11 idiomas: Francés, alemán, español, chino, árabe, inglés, portugués, ruso, hindi, italiano, coreano
- Bomba de velocidad variable con capacidad de circulación externa en lazo abierto y cerrado
- Conectividad integrada: USB-A & B, Ethernet, RS-232/RS-485, encendido/apagado remoto y sonda de temperatura externa
- Programación de eventos (hora y fecha) con reloj en tiempo real
- Revisión de las tendencias de la temperatura hasta 10 días
- Múltiples pantallas de inicio seleccionables
- Ayuda en pantalla
- Optimización del rendimiento automática y/o ajustable por el usuario



- Clase de seguridad III
- Capacidad de calibración de 10 puntos

Code	Description	Packaging
LLG04658613	Circulator 15L, Advanced Programmable/1	1 pz.
LLG04658617	Circulator 15L, Advanced Programmable/1	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

