

**Micropipetas monocal Calibra[®] digital 822/832****Socorex****Micropipetas monocal Calibra[®] digital 822/832**

- Ajuste instantáneo del volumen
- Rendimiento y estabilidad de calibración insuperables
- Resistencia a los golpes, al calor, a los productos químicos y a la luz ultravioleta
- Calibración fiable del usuario
- Los modelos macro acomodan filtros de boquilla intercambiables
- Autoclavables a 121°C / 250°F
- Tres años de garantía





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

