

**Cabezales de bombas de pistones oscilantes para MCP-CPF Process****Ismatec****Cabezales de bombas de pistones oscilantes para MCP-CPF Process**

Cabezales de bombas de pistones oscilantes serie QP:

Carcasa: acero inoxidable SS316

Conexión: 1/4" NPT

Temperatura máx.: 177 °C

Buje y pistón: cerámica





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

