



Viscosímetro digital VISCO / VISCO-895

Viscosímetro digital VISCO / VISCO-895

Compacto y fácil de llevar con una sola mano. La pantalla completamente digital permite que cualquiera pueda leer fácilmente los resultados. Capaz de medir con sólo una pequeña cantidad de muestra. Fácil de configurar y simple, operación con un solo botón. Capaz de tomar medidas con otros recipientes que no sean los vasos de precipitados incluidos.

VISCO-895: Modelo de aluminio con peso reducido (895 g).

Material de suministro:

VISCO / VISCO-895 Pack A: Viscosímetro con adaptador para vasos, 50 vasos de papel y 50 vasos de plástico

VISCO / VISCO-895 Pack B: Viscosímetro con adaptador Ultra Low para muestras de baja viscosidad (1 a 2000 mPas)

Especificaciones

Rango de medición de la viscosidad: A1: 50 a 200.000 mPas / 50 a 200.000 cP

A2: 100 a 600.000 mPas / 100 a 600.000 cP

A3: 500 a 2000.000 mPas / 500 a 2000.000 cP

Rango de medición de par: 0,0 a 100,0% (recomendado: 10,0 a 100,0 %)

Velocidad: 0,5 a 250 rpm

Temperatura de trabajo: 10 hasta 40 °C

Dimensiones (An x L x Alt): 120 x 120 x 200 mm

Peso neto: 1200 g

Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz,

4 x LR6 / pilas AA



Code	Description	Packaging
LLG06286456	Viscosity meter VISCO-895, viscosity /1	1 pz.
LLG06286457	Viscosity meter VISCO-895 Package A i/1	1 pz.
LLG06286458	Viscosity meter VISCO-895 Package B i/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

