

**Soportes para micropipetas monocanal, modelo 337****Socorex****Soportes para micropipetas monocanal, modelo 337**

- Espacio para 7 pipetas monocanal de la mayoría de marcas
- Se suministra en 5 atractivos colores
- Modelo de sobremesa que ocupa poco espacio
- El material de poliacrilamida (PA) es fácil de limpiar



Code	Description	Packaging
LLG09411491	Universal pipette stand In-Line 337ligh	1 pz.
LLG09411492	Universal pipette stand In-Line 337ice	1 pz.
LLG09411493	Universal pipette stand In-Line 337mint	1 pz.
LLG09411494	Universal pipette stand In-Line 337vani	1 pz.
LLG09411504	Universal pipette stand In-Line 337past	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

