

**Vasos de molienda para molino mezclador MM 400****Retsch****Vasos de molienda para molino mezclador MM 400**

Con tapa roscada.

- Manejo simple y seguro
- Herméticos al aire y al polvo
- Adecuados para molienda húmeda y criogénica



Code	Description	Packaging
LLG09738848	Grinding jars with lid for MM 3011,5ml,	1 pz.
LLG09738849	Grinding jars with lid for MM 4005ml, s	1 pz.
LLG09738852	Grinding jars with lid for MM 3015ml, a	1 pz.
LLG09738864	Grinding jars with lid for MM 40025ml,	1 pz.
LLG09738869	Grinding jars with lid for MM 30125ml,	1 pz.
LLG09738874	Grinding jars with lid for MM 40025ml,	1 pz.
LLG09738875	Grinding jars with lid for MM 40035ml,	1 pz.
LLG09738880	Grinding jars with lid for MM 40035ml,	1 pz.
LLG09738885	Grinding jars with lid vor MM 40050ml,	1 pz.
LLG09738960	Grinding jars with lid for MM 30110ml,	1 pz.
LLG09738961	Grinding jars with lid for MM 30110ml,	1 pz.
LLG09738962	Grinding jars with lid for MM 30110ml,	1 pz.
LLG09738963	Grinding jars with lid for MM 30110ml,	1 pz.
LLG09738965	Grinding jars with lid for MM 40025ml,	1 pz.
LLG09738966	Grinding beaker MM 400, 35 mlPTFE, scre	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

