



Desecadores Auto Dry Box

Desecadores Auto Dry Box

Secado y almacenamiento automático sin desecante. Ideal para el almacenamiento a largo plazo de, por ejemplo, muestras de referencia, componentes electrónicos o instrumentos ópticos en condiciones de humedad definidas. Humedad relativa ajustable en 3 pasos entre el 30 % y el 55 % de humedad relativa, funcionamiento muy silencioso. Incluye de 1 a 3 estantes, puerta de vidrio con cerradura y un hidrómetro analógico.

Especificaciones

Carga máx. permitida de los estantes: 10 kg

Fuente de alimentación: 220 - 240 V



Code	Description	Packaging
LLG06286117	Automatic Desiccator RT-48C 46 L, 25-/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

