



## Termostatos refrigerados con controlador de temperatura digital avanzado (AD)

### Termostatos refrigerados con controlador de temperatura digital avanzado (AD)

Los termostatos están disponibles en 4 tamaños de baño combinados con 4 reguladores de temperatura diferentes. Una pantalla grande, giratoria de 180° permite una buena visibilidad y control de los valores establecidos desde diferentes ángulos.

- Los tamaños de los depósitos van de 7 a 75 litros
- Bomba de presión y succión (modelos seleccionados)
- Soporte de la tapa LidDock™
- DuraTop™, tapa del baño de fenol moldeado con precisión resistente a los productos químicos de laboratorio
- Sistema de control ambiental WhisperCool®
- Sistema de refrigeración Cool Command™
- Filtro de aire lavable
- Gran abertura del baño y el drenaje
- Fácil conexión de las conexiones de fluidos
- Configuración y funcionamiento intuitivos, con ayuda en varios idiomas e indicaciones en la pantalla
- Configuración y mantenimiento simplificados
- Protección contra el exceso de temperatura
- Clases de seguridad, según las normas DIN 12876-1 Clase III para el uso con líquidos inflamables (modelos seleccionados)
- Temperatura de trabajo: de -40° a +200°C
- Estabilidad de la temperatura:  $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$
- Pantalla intuitiva de 3,75" (9,5 cm) con control táctil
- 4 idiomas: Francés, Alemán, Español, Inglés
- Capacidad de control de la temperatura externa variable de la bomba
- Presión máx. de la bomba. 4,3 psi (0,3 bar)
- Conectividad integrada: USB-A & B, Ethernet, RS-232/RS-485, y sonda de temperatura externa
- Sobre o bajo temperatura ajustable
- Indicaciones en pantalla
- Clase de seguridad III
- Capacidad de calibración de un solo punto



Code	Description	Packaging
LLG04658608	Circulator 7L Advanced Digital refriger/1	1 pz.
LLG04658612	Circulator 7L Advanced Digital refriger/1	1 pz.
LLG04658618	Circulator 15L Advanced Digital refriger/1	1 pz.
LLG04658622	Circulator 28L Advanced Digital refriger/1	1 pz.
LLG04658625	Circulator 45L Standard Digital refriger/1	1 pz.
LLG06281080	Circulator 7L Advanced Digital, refriger/1	1 pz.
LLG06281652	Circulator 20L Advanced Digital, refriger/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

