



Pipeta de desplazamiento positivo de repetición variable Stepper 411

Socorex

Pipeta de desplazamiento positivo de repetición variable Stepper™ 411

Pipeta muy cómoda, destinada a repetir la dispensación de forma fiable de 10 a 5000µl. El mecanismo único de acción del gatillo elimina la fatiga del pulgar. Los materiales seleccionados aseguran la fiabilidad en el uso, día tras día. Su forma compacta limita en gran medida la contaminación interna del instrumento. Amplia selección entre 53 volúmenes diferentes; hasta 73 dosis por llenado. Dos años de garantía.

Ventajas del producto

- Activación de 4 dedos
- Los botones de ajuste indican claramente los volúmenes y el número de fracciones
- Tres jeringas de desplazamiento positivo, con código de colores
- Mecanismo de auto-bloqueo
- Clara indicación de ajuste



Code	Description	Packaging
LLG09411567	PVC work stationfor stepper 411	1 pz.
LLG09411568	Spare adaptersfor red Ecostep tips 37/5	5 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

