



Puntas de jeringas, Ecostep para Stepper^{411/416}

Socorex

Puntas de jeringas, Ecostep para Stepper™ 411/416

Estériles en paquetes individuales, no estériles en paquetes sueltos.

Bioproof: Las jeringas esterilizadas están certificadas como libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09411509 | Syringe tips Ecostep bioproof,10-10/100 | 100 pz. |
| LLG09411511 | Syringe tips Ecostep bioproof,50-50/100 | 100 pz. |
| LLG09411513 | Syringe tips Ecostep bioproof,500-5/100 | 100 pz. |
| LLG09411578 | Syringe tips Ecostep bioproof 0.75 /50 | 50 pz. |
| LLG09411579 | Syringe tips Ecostep bioproof 3.75 /50 | 50 pz. |
| LLG09411580 | Syringe tips Ecostep bioproof 37.5/50 | 50 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

