



## Termostatos con refrigeración con controlador de temperatura MX

### Termostatos con refrigeración con controlador de temperatura MX

Los termostatos están disponibles en 4 tamaños de baño combinados con 4 reguladores de temperatura diferentes. Una pantalla grande, giratoria de 180° permite una buena visibilidad y control de los valores establecidos desde diferentes ángulos.

- Los tamaños de los depósitos van de 7 a 75 litros
- Bomba de presión y succión (modelos seleccionados)
- Soporte de la tapa LidDock™
- DuraTop™, tapa del baño de fenol moldeado con precisión resistente a los productos químicos de laboratorio
- Sistema de control ambiental WhisperCool®
- Sistema de refrigeración Cool Command™
- Filtro de aire lavable
- Gran abertura del baño y el drenaje
- Fácil conexión de las conexiones de fluidos
- Configuración y funcionamiento intuitivos, con ayuda en varios idiomas e indicaciones en la pantalla
- Configuración y mantenimiento simplificados
- Protección contra el exceso de temperatura
- Clases de seguridad, según las normas DIN 12876-1 Clase III para el uso con líquidos inflamables (modelos seleccionados)
- Temperatura de trabajo: De -30° a +135°C
- Estabilidad de la temperatura:  $\pm 0,07^{\circ}\text{C}$
- Pantalla LCD de 3,25 pulgadas
- Bomba de presión con una velocidad de bomba
- Presión máxima: 1,8 psi (0,12 bar)
- Circulación externa: bucle cerrado
- Clase de seguridad I
- Capacidad de calibración de un solo punto



Code	Description	Packaging
LLG04658606	Circulator 7 L, MX refrigerated -20../1	1 pz.
LLG04658610	Circulator 7 L, MX refrigerated, -20./1	1 pz.
LLG06283678	Circulator MX, 20 L, refrigerated -30/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

