

**Circulador de inmersión con controlador digital de la temperatura avanzado (AD)****Circulador de inmersión con controlador digital de la temperatura avanzado (AD)**

Los termostatos están disponibles en 4 tamaños de baño combinados con 4 reguladores de temperatura diferentes. Una pantalla grande, giratoria de 180° permite una buena visibilidad y control de los valores establecidos desde diferentes ángulos.

- Los tamaños de los depósitos van de 7 a 75 litros
- Bomba de presión y succión (modelos seleccionados)
- Soporte de la tapa LidDock™
- DuraTop™, tapa del baño de fenol moldeado con precisión resistente a los productos químicos de laboratorio
- Sistema de control ambiental WhisperCool®
- Sistema de refrigeración Cool Command™
- Filtro de aire lavable
- Gran abertura del baño y el drenaje
- Fácil conexión de las conexiones de fluidos
- Configuración y funcionamiento intuitivos, con ayuda en varios idiomas e indicaciones en la pantalla
- Configuración y mantenimiento simplificados
- Protección contra el exceso de temperatura
- Clases de seguridad, según las normas DIN 12876-1 Clase III para el uso con líquidos inflamables (modelos seleccionados)
- Temperatura de trabajo: +10 °C sobre la temperatura ambiente hasta los 200 °C
- Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,01$ °C
- Pantalla táctil intuitiva de 3,75" (9,5 cm)
- Menú disponible en 4 idiomas: francés, alemán, español e inglés
- Control de la rotación Swivel180™
- Bomba de velocidad variable con capacidad de circulación externa en lazo abierto y cerrado
- Presión máx. de la bomba. 3,6 psi (0,25 bar)
- Conectividad a bordo: interfaz USB-A y B, Ethernet, RS-232 / RS-485 y sonda de temperatura externa
- Visualización de los mensajes en la pantalla
- Optimización automática del rendimiento y ajuste específico del calor
- Capacidad de calibración de un solo punto



Code	Description	Packaging
LLG04658630	Circulator 15L Advanced Digital heate/1	1 pz.
LLG04658633	Circulator 20L Advanced Digital heate/1	1 pz.
LLG04658637	Circulator 28L Advanced Digital heate/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

