

**Dosificador Acurex 501 compact****Socorex****Dosificador Acurexä 501 compact**

- Excelente resistencia química
- Sin piezas metálicas
- Mecanismo dosificador totalmente protegido
- Muy compacto, se puede guardar en cualquier nevera
- Totalmente autoclavable a 121°C
- Seguridad probada (símbolo GS de TÜV)



Code	Description	Packaging
LLG09411542	Dispensers, bottle-top, Acurex# 501 0.2	1 pz
LLG09411549	ACUREX compact 501 dispenser 1-30mlwith	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

