

**Dosificador Acurex 501 compact****Socorex****Dosificador Acurexä 501 compact**

- Excelente resistencia química
- Sin piezas metálicas
- Mecanismo dosificador totalmente protegido
- Muy compacto, se puede guardar en cualquier nevera
- Totalmente autoclavable a 121°C
- Seguridad probada (símbolo GS de TÜV)



| Code | Description | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09411542 | Dispensers, bottle-top, Acurex# 501 0.2 | 1 pz |
| LLG09411549 | ACUREX compact 501 dispenser 1-30mlwith | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

