

**Accionamientos de agitación para placas de microtitulación MIXdrive MTP****Accionamientos de agitación para placas de microtitulación MIXdrive MTP**

Accionamiento magnético ultraplano, compacto, libre de desgaste y potente para placas de microtitulación con 6/12/24/96 posiciones, unidad de control externa, herméticamente cerrada, carcasa de acero inoxidable totalmente encapsulada, IP 68, resistente al agua, al polvo y a los gérmenes, construcción robusta, fácil de limpiar, máxima resistencia, sumergible en baños de agua o de aceite, hasta + 50 °C. Para su uso en incubadoras/hornos de CO<sub>2</sub>, pines de centrado extraíbles, ideales para su integración en robots. Dimensiones individuales y versión para alta temperatura hasta +200 °C bajo pedido.

**Pedir las unidades de control por separado.?****Especificaciones****Potencia nominal del motor: 10 W****Temperatura ambiente admisible: -10 ... 50 °C en el aire, 50 °C bajo el agua****Dimensiones (An x L x Alt): 140 x 102 x 26 mm****Peso: 1,1 kg****Código IP: IP 68****Fuente de alimentación: 48 VDC**

Code	Description	Packaging
LLG06286227	Magnetic stirring system MIXdrive 6 M/1	1 pz.
LLG06286228	Magnetic stirring system MIXdrive 12 /1	1 pz.
LLG06286229	Magnetic stirring system MIXdrive 24 /1	1 pz.
LLG06286230	Magnetic stirring system MIXdrive 96 /1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

