

**Accionamientos de agitación para placas de microtitulación MIXdrive MTP****Accionamientos de agitación para placas de microtitulación MIXdrive MTP**

Accionamiento magnético ultraplano, compacto, libre de desgaste y potente para placas de microtitulación con 6/12/24/96 posiciones, unidad de control externa, herméticamente cerrada, carcasa de acero inoxidable totalmente encapsulada, IP 68, resistente al agua, al polvo y a los gérmenes, construcción robusta, fácil de limpiar, máxima resistencia, sumergible en baños de agua o de aceite, hasta + 50 °C. Para su uso en incubadoras/hornos de CO<sub>2</sub>, pines de centrado extraíbles, ideales para su integración en robots. Dimensiones individuales y versión para alta temperatura hasta +200 °C bajo pedido.

**Pedir las unidades de control por separado.?****Especificaciones**

**Potencia nominal del motor: 10 W**

**Temperatura ambiente admisible: -10 ... 50 °C en el aire, 50 °C bajo el agua**

**Dimensiones (An x L x Alt): 140 x 102 x 26 mm**

**Peso: 1,1 kg**

**Código IP: IP 68**

**Fuente de alimentación: 48 VDC**



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06286227 | Magnetic stirring system MIXdrive 6 M/1 | 1 pz.     |
| LLG06286228 | Magnetic stirring system MIXdrive 12 /1 | 1 pz.     |
| LLG06286229 | Magnetic stirring system MIXdrive 24 /1 | 1 pz.     |
| LLG06286230 | Magnetic stirring system MIXdrive 96 /1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

