

**Accionamientos de agitación para placas de microtitulación MIXdrive MTP****Accionamientos de agitación para placas de microtitulación MIXdrive MTP**

Accionamiento magnético ultraplano, compacto, libre de desgaste y potente para placas de microtitulación con 6/12/24/96 posiciones, unidad de control externa, herméticamente cerrada, carcasa de acero inoxidable totalmente encapsulada, IP 68, resistente al agua, al polvo y a los gérmenes, construcción robusta, fácil de limpiar, máxima resistencia, sumergible en baños de agua o de aceite, hasta + 50 °C. Para su uso en incubadoras/hornos de CO₂, pines de centrado extraíbles, ideales para su integración en robots. Dimensiones individuales y versión para alta temperatura hasta +200 °C bajo pedido.

Pedir las unidades de control por separado.?

Especificaciones

Potencia nominal del motor: 10 W

Temperatura ambiente admisible: -10 ... 50 °C en el aire, 50 °C bajo el agua

Dimensiones (An x L x Alt): 140 x 102 x 26 mm

Peso: 1,1 kg

Código IP: IP 68

Fuente de alimentación: 48 VDC



Code	Description	Packaging
LLG06286227	Magnetic stirring system MIXdrive 6 M/1	1 pz.
LLG06286228	Magnetic stirring system MIXdrive 12 /1	1 pz.
LLG06286229	Magnetic stirring system MIXdrive 24 /1	1 pz.
LLG06286230	Magnetic stirring system MIXdrive 96 /1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

