



Unità di controllo per Stirring Drive MIXdrive MTP

2mag

Unità di controllo per Stirring Drive MIXdrive MTP.

MIXcontrol 20 MTP

Alloggiamento in acciaio inossidabile, display digitale velocità, 100-2000 rpm, regolazione potenza 4-step

MIXcontrol 20 RS232

Con interfaccia RS232

Caratteristiche

- Potenza motore uscita: 10 W
- Range di velocità: 100-2000 rpm
- Temperatura ambientale ammessa: 40 °C
- Umidità relativa: 80 %
- Display digitale
- Dimensioni (L x P x H): 200 x 155 x 38 mm
- Peso: 1,40 kg
- Alimentazione: 100-240 V / 50-60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06286231	Unità controllo x Stirring Drive, MIXcontrol 20, 100/2000 giri/minuto	1 pz
LLG06286232	Unità controllo x Stirring Drive, MIXcontrol 20 RS232, 100/2000 giri/min	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

