



## Unidades de control para el accionamiento de agitación MIXdrive MTP

### Unidades de control para el accionamiento de agitación MIXdrive MTP

#### MIXcontrol 20 MTP

Carcasa de acero inoxidable, pantalla digital para visualizar la velocidad, 100-2000 rpm, ajuste de potencia en 4 puntos

#### MIXcontrol 20 RS232

Con interfaz RS232

#### Especificaciones

Rango de velocidad: 100 ... 2000 min<sup>-1</sup>

Potencia nominal del motor: 10 W

Temperatura ambiente admisible: 0 ... 40 °C

Humedad permitida: 80 %

Pantalla: digital

Dimensiones (An x L x Alt): 200 x 155 x 38 mm

Peso: 1,3 kg

Código IP: IP 20

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06286231	Control unit MIXcontrol MTP for stirr/1	1 pz.
LLG06286232	Control unit MIXcontrol MTP RS232 for/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

