



## Patrones para crioscopios

### Patrones para crioscopios

Compatibles con todos los crioscopios según las normas internacionales ISO5764 / IDF108 para la determinación del punto de congelación de la leche. Alta precisión, vida útil de 1 año (desde la fecha de fabricación). Se suministran en frascos de HDPE de 250 y 100 ml con un tapón con boquilla de llenado plegable.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG04012189 | Cryoscope Standard 000 (0.000°C) 250m/1 | 1 pz.     |
| LLG04012190 | Cryoscope Standard 422 (-0.408°C) 250/1 | 1 pz.     |
| LLG04012191 | Cryoscope Standard 530 (-0.512°C) 250/1 | 1 pz.     |
| LLG04012192 | Cryoscope Standard 577 (-0.577°C) 250/1 | 1 pz.     |
| LLG04012193 | Cryoscope Standard 621 (-0.600°C) 250/1 | 1 pz.     |
| LLG06286186 | Cryoscope Standard 422 (-0.408°C) 100/1 | 1 pz.     |
| LLG06286187 | Cryoscope Standard 530 (-0.512°C) 100/1 | 1 pz.     |
| LLG06286188 | Cryoscope Standard 621 (-0.600°C) 100/1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6ª Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

