



Patrones para crioscopios

Patrones para crioscopios

Compatibles con todos los crioscopios según las normas internacionales ISO5764 / IDF108 para la determinación del punto de congelación de la leche. Alta precisión, vida útil de 1 año (desde la fecha de fabricación). Se suministran en frascos de HDPE de 250 y 100 ml con un tapón con boquilla de llenado plegable.



Code	Description	Packaging
LLG04012189	Cryoscope Standard 000 (0.000°C) 250m/1	1 pz.
LLG04012190	Cryoscope Standard 422 (-0.408°C) 250/1	1 pz.
LLG04012191	Cryoscope Standard 530 (-0.512°C) 250/1	1 pz.
LLG04012192	Cryoscope Standard 577 (-0.577°C) 250/1	1 pz.
LLG04012193	Cryoscope Standard 621 (-0.600°C) 250/1	1 pz.
LLG06286186	Cryoscope Standard 422 (-0.408°C) 100/1	1 pz.
LLG06286187	Cryoscope Standard 530 (-0.512°C) 100/1	1 pz.
LLG06286188	Cryoscope Standard 621 (-0.600°C) 100/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

