



## Biorreactores CELLine

### Biorreactores CELLine™

Nueva línea de frascos de membrana para el cultivo de células de alta densidad. Los frascos están diseñados para mejorar la bio-producción a pequeña escala de anticuerpos y proteínas. Los métodos convencionales de cultivo celular in vivo o in vitro pueden ser laboriosos, pueden tener baja densidad celular y requieren una purificación significativa. Los frascos CELLine™ abordan estas tres áreas de limitación observadas en frascos de cultivo de tejido estático.

- Desechables y listos para usar
- Alta densidad celular y alta concentración de producto
- Reduce el tiempo de operación
- Disminuye el uso de consumibles
- Ahorran costes, ahorran de espacio y apilables
- No se requiere equipo adicional para el funcionamiento



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG04658777 | Bioreactor Flask CELLline®350 Gamma Ir/1 | 1 pz.     |
| LLG04658778 | Bioreactor Flask CELLline®350 Gamma Ir/5 | 5 pz.     |
| LLG04658779 | Bioreactor Flask CELLline®1000 Gamma I/1 | 1 pz.     |
| LLG04658780 | Bioreactor Flask CELLline®1000 Gamma I/3 | 3 pz.     |
| LLG04658781 | Bioreactor Flask CELLline®AD 1000 Gamm/1 | 1 pz.     |
| LLG04658782 | Bioreactor Flask CELLline®AD 1000 Gamm/3 | 3 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

