



## Biorreactores CELLine

### Biorreactores CELLine™

Nueva línea de frascos de membrana para el cultivo de células de alta densidad. Los frascos están diseñados para mejorar la bio-producción a pequeña escala de anticuerpos y proteínas. Los métodos convencionales de cultivo celular in vivo o in vitro pueden ser laboriosos, pueden tener baja densidad celular y requieren una purificación significativa. Los frascos CELLine™ abordan estas tres áreas de limitación observadas en frascos de cultivo de tejido estático.

- Desechables y listos para usar
- Alta densidad celular y alta concentración de producto
- Reduce el tiempo de operación
- Disminuye el uso de consumibles
- Ahorran costes, ahorran de espacio y apilables
- No se requiere equipo adicional para el funcionamiento



Code	Description	Packaging
LLG04658777	Bioreactor Flask CELLLine®350 Gamma Ir/1	1 pz.
LLG04658778	Bioreactor Flask CELLLine®350 Gamma Ir/5	5 pz.
LLG04658779	Bioreactor Flask CELLLine®1000 Gamma I/1	1 pz.
LLG04658780	Bioreactor Flask CELLLine®1000 Gamma I/3	3 pz.
LLG04658781	Bioreactor Flask CELLLine®AD 1000 Gamm/1	1 pz.
LLG04658782	Bioreactor Flask CELLLine®AD 1000 Gamm/3	3 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

