

**Fascos de centrifugado con doble brazo lateral Celstir[®]**

Los fascos de centrifugado Celstir[®] y Magna Flex[™] de WHEATON[®] son productos de alta calidad con una vida útil larga, con una eficiencia alta y un mantenimiento bajo. Los fascos Celstir[®] son ideales para cultivar una amplia variedad de células, como células de insectos, hibridomas y muchas otras células adaptadas a la suspensión. Los fascos Magna Flex[™] son adecuados para cultivos de microportadores. Los fascos Celstir[®] y Magna Flex[™] se fabrican con vidrio de borosilicato tipo I autoclavable. Los fascos WHEATON[®] se pueden utilizar en cualquier tipo de agitadores magnéticos.

Material de suministro: Frasco, unidad de agitación con tapa y tapas para los brazos laterales.

- Para el cultivo de células en suspensión con un agitador magnético
- Impulsor de paleta ajustable y diseño estéril donde el eje del agitador no sobresale a través de la tapa
- Relación de espacio de cabeza 1: 1 para el intercambio de gas ideal
- Hueco inferior para reducir la agregación de células (hoyuelos en matraces de 125 ml y mayores)
- Vidrio de borosilicato autoclavable que cumple con los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A



Code	Description	Packaging
LLG04658741	Spinner Flasks Celstir® Complete 25ml/1	1 pz
LLG04658742	Spinner Flasks Celstir® Complete 50ml/1	1 pz
LLG04658743	Spinner Flasks Celstir® Complete 125ml/1	1 pz
LLG04658745	Spinner Flasks Celstir® Complete 250ml/1	1 pz
LLG04658747	Spinner Flasks Celstir® Complete 500ml/1	1 pz
LLG04658749	Spinner Flasks Celstir® Complete 1000/1	1 pz
LLG04658752	Spinner Flasks Celstir® Complete 3000/1	1 pz
LLG04658753	Spinner Flasks Celstir® Complete 6000/1	1 pz
LLG04658754	Spinner Flasks Celstir® Complete 8000/1	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

