



## Frasco Spinner, doble brazo lateral, encamisado Celstir®

### Frasco Spinner, doble brazo lateral, encamisado Celstir®

Los frascos de centrifugado Celstir® y Magna Flex™ de WHEATON® son productos de alta calidad con una vida útil larga, con una eficiencia alta y un mantenimiento bajo. Los frascos Celstir® son ideales para cultivar una amplia variedad de células, como células de insectos, hibridomas y muchas otras células adaptadas a la suspensión. Los frascos Magna Flex™ son adecuados para cultivos de microportadores. Los frascos Celstir® y Magna Flex™ se fabrican con vidrio de borosilicato tipo I autoclavable. Los frascos WHEATON® se pueden utilizar en cualquier tipo de agitadores magnéticos.

**Material de suministro:** Frasco, unidad de agitación con tapa y tapas para los brazos laterales.

- Para la suspensión de cultivos celulares en un agitador magnético
- Encamisado de agua de 360 ° para un control preciso de la temperatura
- Conector de menaguera de entrada y salida par tubos de 6,35 mm (0.25") ID
- Fabricades en vidrio de borosilicato autoclavable conforme los requerimientos USP Type I y ASTM E 438 Type I, Class A



Code	Description	Packaging
LLG04658768	Spinner Flasks Celstir®, Jacketed, Co/1	1 pz
LLG04658769	Spinner Flasks Celstir®, Jacketed, Co/1	1 pz
LLG04658770	Spinner Flasks Celstir®, Jacketed, Co/1	1 pz
LLG04658771	Spinner Flasks Celstir®, Jacketed, Co/1	1 pz
LLG04658772	Spinner Flasks Celstir®, Jacketed, Co/1	1 pz
LLG04658773	Spinner Flasks Celstir®, Jacketed, Co/1	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

