



Microcarrier Spinner Flask Magna Flex

Microcarrier Spinner Flask Magna Flex™

Los frascos de centrifugado Celstir® y Magna Flex™ de WHEATON® son productos de alta calidad con una vida útil larga, con una eficiencia alta y un mantenimiento bajo. Los frascos Celstir® son ideales para cultivar una amplia variedad de células, como células de insectos, hibridomas y muchas otras células adaptadas a la suspensión. Los frascos Magna Flex™ son adecuados para cultivos de microportadores. Los frascos Celstir® y Magna Flex™ se fabrican con vidrio de borosilicato tipo I autoclavable. Los frascos WHEATON® se pueden utilizar en cualquier tipo de agitadores magnéticos.

Material de suministro: Frasco, unidad de agitación con tapa y tapas para los brazos laterales.

- Diseñado para cultivos de microportadores con un agitador magnético
- Agitación suave proporcionada por un impulsor de cristal en forma de bulbo
- Relación de espacio de cabeza 1: 1 para el intercambio de gas ideal
- Vidrio de borosilicato autoclavable que cumple con los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A



Code	Description	Packaging
LLG04658730	Spinner Flasks Magna-Flex® Complete 1/1	1 pz.
LLG04658731	Spinner Flasks Magna-Flex® Complete 2/1	1 pz.
LLG04658732	Spinner Flasks Magna-Flex® Complete 5/1	1 pz.
LLG04658733	Spinner Flasks Magna-Flex® Complete 1/1	1 pz.
LLG04658734	Spinner Flasks Magna-Flex® Complete 6/1	1 pz.
LLG06239455	WHEATON-cell culture bottles Magna-FI/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

